

«Утверждаю»  
И.о директора ГКП на ИХВ КЦРБ  
Нәдір Ш.К.



Заявка на расходные материалы на 2023 год

Наименование	Кат №	Кол-во	Техническое описание	Цена, тнг	Сумма, тнг
Сенсорная кассета на 50 тестов/60 дней полная панель	945-775	2	Измеряемые тесты: pH, pO <sub>2</sub> , pCO <sub>2</sub> , K, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 50; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней	443 928	887 856
Калибровочный блок для ABL 80 Basic	944-309	2	Объем раствора № 1 не менее 440 мл; Объем раствора № 2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствор №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 °C; срок годности не менее 120 дней	221 075	442 150
Бумага для принтера (упаковка 6 рул.)	984-077	1	Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм	38 119	38 119
Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул)	944-053	1	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	174 980	174 980
Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул)	944-054	1	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма.	174 980	174 980

Раствор контроля качества Range+Qualiheck: уровень 3 (30 ампул)	944-055	1	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	174 980	174 980
Раствор контроля качества Range+Qualiheck: уровень 4 (30 ампул)	944-056	1	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	174 980	174 980
Годовое техническое обслуживание +Годовой сервисный набор	905-896	1	Годовой сервисный набор – набор принадлежностей анализатора ABL80 FLEX: Головка помпы перистальтического насоса – 1 шт. Насос необходим для регулирования трансфера жидкости в анализаторе ABL80 FLEX. Сделан из пластика. Комплект соединительных трубок – 1 шт. Состоит из вулканической резины. Сливной коллектор – Состоит из пластика 1 шт. Коллектор предназначен для слива отходов.	160 168	160 168
Шприц PICO70 без иглы	956-518	1	"Шприц самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском (60 ME сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна). Используется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной крови. Рассчитан на аспирацию проб объемом 0,3-1,5 мл. Поставляется в комплекте с колпачком TIPCAP. Колпачок TIPCAP надежно крепится к кончику шприца, что снижает риск утечки крови. Воздушные каналы колпачка TIPCAP предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы."	54 400	54 400



Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) (906- 020)	906-020	1	Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700	66 759	66 759
Капилляры "Клинитебс"(Cl nitubes), 942-89	942-892	1	Капилляры гепаринизированные с предназначением №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрываются натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/мл), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрываются натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови.	156 274	156 274
Итого:				2 505 646	

Фармацевт:



Есболаева Г.